



附录 B:D-二聚体临界值

目前尚无标准且经过验证的D-二聚体临界值。虽然有学者根据年龄和临床概率提出了不同的D-二聚体临界值,但这些临界值尚未经过广泛研究或使用不同的D-二聚体检测方法进行验证。我们建议您使用当地的D-二聚体临界值。

年龄调整后的截止值

年龄	D-二聚体截断值 (µg/L FEU*)
50岁以上	如果该值小于患者年龄乘以 10,则认为该值正常 (例如,如果某人年龄为 68 岁,则临界值为 680 µg/L FEU)。
50岁以下	若 FEU <500 µg/L,则该值被认为是正常的。

临床概率临界值

	临床概率 (Wells评分)	D-二聚体截断值 (µg/L FEU*)	
PE	低 (0 至 4)	<1000	排除肺栓塞 (即可能性小于2%)
	中等 (4.5 至 6)	<500	
DVT	低 (-2 至 0)	<1000	已排除深静脉血栓形成 (即可能性小于2%)
	中等 (1至2)	<500	

*FEU - 纤维蛋白原当量单位